


意匠登録
第1641222号

リフト式体重計用ストレッチャー

Fastストレッチャー



ファスナー開閉式により ストレッチャーバー
挿入の手間がかかりません

本品寸法 : 全長約1800mm 幅約800mm
バー適合サイズ : フック穴がバー中心部からそれぞれ
29cmに位置すること
(許容誤差約2cm程度)

耐荷重 : 150kg
洗濯 : 可 (アイロン、乾燥機は使用しないでください)
素材 : ナイロン (ストレッチャー部)
日本製

使用上の注意を必ず守ってご使用ください
本品は消耗品です

発売元

カワカミ技研

名古屋市熱田区五番町19-4-305

kawakamimm@leaf.ocn.ne.jp

安全で快適！ Fastストレッチャー

➤ バーを挿入する際、挿入側に**広いスペースが不要**

➤ 挿入時、バーがベッドの長さ以上にはみ出ないので、

ベッドの足元側に人の往来や壁、機器があっても


接触などのリスクが少ない

➤ 開閉が**簡単なファスナー式**で

準備時間を短縮

➤ アルコール消毒や洗濯機で

丸洗いもOK！



お客様の声



藤田医科
大学病院 様

重症や立位困難の患者様の体重測定に必要不可欠なリフト式体重計ですが、長いバーを挿入するには広いスペースと周囲への注意が必要でした。Fastストレッチャーはファスナー開閉により省スペースでバー挿入ができるので、安全かつ非常に簡便にリフト式体重計が利用できます。

バー挿入側のスペースは、人が行き来する動線となることも多く、挿入の際は人や車いす、機器などに当たらないよう注意が必要ですが、Fastストレッチャーはベッド上のスペースだけで挿入が完結できるので、接触などのリスク軽減にもつながり、大変助かっています。



財団新和会
八千代病院 様

お問い合わせは メールまたはWEBから



kawakamimm@leaf.ocn.ne.jp

カワカミ技研



カワカミ技研

〒456-0057

名古屋市熱田区五番町19-4-305